

당신의 삶이 매일 건강하고
아름답게 만들어 드립니다.

근육 이완 스트레칭 체어

C-R018

사용자 설명서



의자 사용 전에 안전 지침을 유의해서 읽어 주시기 바랍니다.

근육 이완 스트레칭 체어 C-R018 기능 소개

주요 기능은 전신 흔들기, 힙 진동, 스트레칭, 등 흔들기, 자체 무게 견인입니다.

첫째 기능. 전신 흔들기.

아무리 많이 움직여도 흔들기보다 못하다고 속담에 나와 있습니다.

- (1) 족부 고주파 흔들기는 전신 근육과 심부 근육군의 흔들기와 이완, 근육 긴장의 균형, 내장 기능 향상에 도움을 줍니다.
- (2) 고주파 근거리 흔들기는 세포 효능 활성화, 미세 순환 개선, 질소 산화물 생성, 심장 건강 및 혈액 순환 개선, 호르몬 유도 및 노화 지연에 도움을 줍니다.
- (3) 목, 어깨, 허리, 엉덩이, 다리, 발을 위한 대체 에어백. 용천혈을 자극해주는 발 에어백, 지속적으로 발열을 해주는 허리 에어백은 목과 허리의 근육 피로 제거에 도움을 줍니다. 어깨, 엉덩이, 다리 에어백은 번갈아 팽창 과정을 거쳐서 신체 운동과 근육 경직의 제거에 도움을 줍니다.
- (4) 사무실에서 오랫동안 앉아서 일하면서 운동을 하지 않는 분들에게 적합. 본 제품은 비 또는 눈이 내리는 날, 안개 낀 날, 운동을 할 수 없는 날에 적합합니다. 사용할 때마다 3~5km를 조깅하는 것과 유사하게 지방이 연소 되기 때문에 체중 감소에 도움이 됩니다.

둘째 기능. 힙 진동

앉은 상태에서 힙 진동이 작동되고 생식 기능에 아주 좋으며 정맥류, 치질, 변비, 빈뇨, 전립선과 같은 질병을 개선에 아주 좋습니다.

셋째 기능. 스트레칭

스트레칭은 어깨, 목, 등, 허리 통증 치료에 좋으며 비뇨기계의 독소 제거에 도움이 됩니다. 스트레칭은 또한 키 성장에 좋은 영향을 주며 근육, 건강, 수명 사이에는 연관이 있습니다.

“스트레칭은 몸을 편안하게 만들어줍니다.” 스트레칭은 가정과 사무실에 있는 모든 분들에게 적합하며 스트레칭 습관은 근육과 건의 길이 연장에 도움을 주고 몸의 유연성 개선에 도움을 줍니다.

“스트레칭은 뼈가 올바른 위치에 자리잡는 것을 도와줍니다.” 뼈는 근육 및 건에 연결되어 균형이 유지됩니다. 근육과 건이 위축되면 뼈가 올바른 위치를 벗어나려는 경향이 발생합니다. 잠시 동안이라도 스트레칭을 하면 건이 부드럽고 길어지며 뼈가 제자리를 찾게 되어 몸의 균형을 잡아줍니다.

넷째 기능. 등 흔들기

외부에서 내부로, 그 다음에는 내부에서 등의 외부 움직임까지 포함하는 마사지를 해줍니다. 등은 양(+)이고 위는 음(-)이며 척추는 위에서부터 아래까지 연결되어 있고, 31쌍의 척추 신경이 몸의 균형을 잡아주는데 등과 허리 부근의 척추 마사지를 통하여 신경을 자극해주고 내분비 조절의 균형을 잡아줄 수 있으며 내장 기관에 도움을 줍니다.

다섯째 기능. 자체 무게 견인.

등을 흔들어주면 머리가 발보다 낮아지며 에어백의 조임을 통해 발이 발판에 고정되어 하지와 척추에서 자체 무게 견인이 발생합니다. 근육과 건 주변의 스트레칭, 신경근 압력 제거, 신경 내 관절의 부하가 감소되기 때문에 견인은 추간판 돌출을 치료해주는 효과적인 방법입니다.

- ✦ 1. 본 C-R018 근육 이완 스트레칭 체어를 선택해 주셔서 감사합니다.
- 2. 의자 사용 전에 안전 지침을 유의해서 읽어 주시기 바랍니다.
- 3. 향후 참고하기 쉽도록 본 설명서를 안전한 장소에 보관하시기 바랍니다.
- 4. 안전 지침에 유의해주시기 바랍니다.



✦ 주: 당사는 디자인 수정 권한을 보유하고 있으며 예고 없이 변경될 수 있습니다.
본 설명서에 나와있는 사진은 단지 참고 용이며 실제 제품을 참고하시기 바랍니다.

목차 Contents

준비	안전지침	1
	외부 구조 부품	5
	내부 구조 부품	6
사용설명서	사용 전 확인 및 조정	7
	수동 제어	9
	사용 지침 및 기능 예시	13
	사용 후	15
	세정 및 유지보수	16
	오작동 설명서	17
	기술 데이터	18

향후 참고하기 쉽도록 본 설명서를 안전한 장소에 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품의 올바른 설치 및 사용을 위해서 본 설명서를 유의해서 읽어 보시기 바랍니다.
- 중요 안전 정보에 대한 경고와 주의 사항이 “안전 지침”에서 제공되고 있습니다. 경고와 주의 모두 안전과 관련된 중요 사항이니 유의하시기 바랍니다.





 경고	사망 또는 신체 상해 발생에 대한 경고 표식
 주의	재물 피해 또는 손괴 발생에 대한 주의 표식


심볼의 의미


	금지 행위 표식		임의 조립 금지 표식
	사용 지침 준수 표식		올바른 케이블 사용 표식


- 더 자세한 참조를 위해 다음 사항을 보관하십시오.

경고

	<ul style="list-style-type: none"> • 심박 조율기 또는 기타 의료용 전자 기기를 이식한 심장질환자 • 정신 몽롱, 사이코패스 • 골결핵, 골다공증, 선천성 척추 변형 환자의 골절 • 임산부 • 뇌출혈, 1년 이내에 복부 수술, 고열 환자 • 점거성 병변, 전염병, 심각한 분태성 고혈압이 있는 척추 • 식사 후 30분 이내, 의식 장애 • 어린이와 술에 취한 분은 본 제품 사용 금지. 몸이 젖은 경우에도 사용을 금합니다. 	이러한 질병을 가진 사람은 본 제품 사용을 금합니다.
	<ul style="list-style-type: none"> • 의자 리프트 뒤를 사용하고 종아리를 동글게 돌려서 의자 주변에 사람이거나 물건이 없는지 확인하십시오.(의자 뒤, 아래, 앞) • 사용 중에 몸에 이상이 느껴지면 사용을 멈추고 의사와 상담하십시오. • 어린이와 애완 동물이 본 제품 위에서, 특히 작동 중에 노는 것을 금합니다. 의자 뒤 또는 팔걸이에 서거나 앉는 행위를 금합니다. • 몸 움직이는 것을 어려워하거나 의사 표현을 할 수 없는 분은 마사지 중에 지속적인 보살핌이 필요합니다. • 열에 민감한 분, 열 알려지가 있는 분은 사용에 주의하시거나 사용을 금합니다. 	사고와 부상
	<ul style="list-style-type: none"> • 의자 플러그를 적합한 소켓에 연결하십시오. 전기 단락 또는 화재 위험을 줄이기 위해 플러그를 소켓에 확실하게 연결하십시오. • 사용하지 않을 때에는 플러그를 빼시고, 모든 마사지 기능을 멈추기 바랍니다. 플러그를 빼기 전에 전기 온/오프 스위치를 끄시기 바랍니다. 	화재 또는 전기충격
	<ul style="list-style-type: none"> • 제품의 환기를 막는 것을 금합니다. • 사람이 앉지 않은 상태에서 오랫동안 작동하는 것을 금합니다. 	사고
	<ul style="list-style-type: none"> • 전기코드, 플러그, 소켓이 부숴졌거나 연결 상태가 헐거울 때 사용을 금합니다. • 화재, 전기 충격, 기타 고장을 피하기 위해 정격 전압 이 외의 전원 사용을 금합니다. • 부숴졌거나, 재가공 되었거나, 매듭이나 꼬인 전기 코드, 무거운 짐에 의해 눌린 코드 사용을 금합니다. 	화재 또는 전기충격
	<ul style="list-style-type: none"> • 의자 오작동, 고장, 물 튀김, 침수 등의 경우에는 수리 전문가에게 수리를 받거나 의자를 수리점으로 보내십시오. 임의 수리, 분해, 보수를 금합니다. • 전원 코드나 플러그 손상이 있을 때에는 임의로 교체하지 말고 당사에 문의하거나 교체 담당 대리점을 찾으십시오. • 전기 충격이나 부상을 막으려면 의자의 어떤 부위라도 열거나 분해하지 마시기 바라며 고객이 유지보수 하는 목적으로 의자에 설치된 부품이 전혀 없습니다. • 사용하기 전에는 뒤의 쿠션과 직물류의 손상을 확인하고 손상이 있으면 사용을 중지하고 수리 전문가에게 맡기시기 바랍니다. 	분해와 유지 보수



⚠ 경고			
!	<ul style="list-style-type: none"> 의자를 평평한 곳에서 사용하십시오. 	떨어짐 예방	
	<ul style="list-style-type: none"> 의자를 아래와 위로 젖힐 수 있도록 의자를 벽으로부터 50cm를 떼고 설치하기 바랍니다. 	뒤로 확실하게 젖히도록 하기 위함	
	<ul style="list-style-type: none"> 너무 오랫동안 마사지를 하면 몸에 좋지 않습니다. 	우발적 부상 방지	
	<ul style="list-style-type: none"> 수동 장치의 돌출이나 손상을 방지하기 위해서 아무 곳이나 두지 말고 백에 보관하십시오. 		
	<ul style="list-style-type: none"> 플러그를 소켓에 끼우기 전에 전원 스위치를 반드시 "오프" 위치에 두십시오. 	전원을 끌 때 사고를 방지하기 위함	
	<ul style="list-style-type: none"> 플러그를 콘센트에서 빼기 전에 모든 제어부를 먼저 끄십시오. 		
	<ul style="list-style-type: none"> 반드시 플러그를 소켓에 완전하게 끼우십시오. 	단락 및 화재 감소	
	<ul style="list-style-type: none"> 와이어의 손상, 물 또는 쓰레기와의 접촉 여부를 반드시 확인하십시오. 	누수나 고장으로 인한 전기 충격 방지	
<ul style="list-style-type: none"> 와이어를 바르게 접지하고 플러그를 접지 연결부가 있는 소켓에 끼워야 합니다. 접지 연결부는 굽어지거나 절단되어서는 안됩니다. 			
⊘	<ul style="list-style-type: none"> 의자의 휴에 물건을 떨어뜨리거나 끼우지 마십시오. 등받이, 팔걸이, 다리걸이 위에 서거나 앉거나 물건을 올려놓지 마십시오. 작동 중에는 의자 위에 올라서지 마십시오. 작동 중에 의자를 옮기지 마십시오. 작동 중에 플러그를 당기거나 전원을 끄지 마십시오. 머리 장식을 한 채로 의자를 사용하지 마십시오. 엉덩이와 넓적다리의 마사지를 할 때에는 주머니에 딱딱한 물건을 넣지 마십시오. 외부 손상을 피하기 위하여 팔걸이를 딱딱하거나 예리한 물건으로 건드리지 마십시오. 의자를 젖힌 상태에서 등받이에 앉거나 누르지 마십시오. 옷을 안 입은 상태에서나 얇은 옷을 입고 의자를 사용하지 마십시오. 얇은 옷은 효과가 더 좋을 수 있지만 피부 자극이나 저온 화상이 발생할 수 있습니다. 식사 직후에 사용하면 몸에 문제가 생길 수 있습니다. 	사고나 부상 방지	
	<ul style="list-style-type: none"> 의자를 열 습기, 예리한 물건, 부식 물질, 연소 물질, 폭발물과 거리를 두십시오. 의자 위에서 전기 베개, 기타 발열 제품 사용을 금합니다. 	덜개의 색 바램, 변색, PU의 경화, 질 저하 방지	
	<ul style="list-style-type: none"> 의자를 스토브, 기타 발열 제품과 거리를 두십시오. 의자를 햇빛이나 고온 환경에 노출시키지 마십시오. 의자를 먼지가 많거나 부식성 가스가 있는 공간에 두지 마십시오. 의자를 작은 공간에 두지 말고 공기 순환이 나쁜 곳에서 사용하지 마십시오. 야외 사용을 금합니다. 		
	<ul style="list-style-type: none"> 수영장, 목욕탕 근처처럼 습한 환경에서 의자 사용, 보관을 금합니다. 의자와 리모컨을 항상 건조한 곳에 보관하십시오. 		누수나 전기 충격 방지

⚠ 경고		
⚡	<ul style="list-style-type: none"> 와이어를 반드시 바르게 접지해야 합니다. (접지가 바르지 않으면 전기 충격이 발생할 수 있으며 접지 방법이 궁금하면 전기 전문가에게 도움을 받으십시오.) 플러그 어댑터를 사용하지 마십시오. (동봉된 플러그가 소켓과 맞지 않으면 플러그를 임의로 교체하지 말고 전기 전문가에게 적절한 소켓을 부탁하십시오.) 	전기 충격 방지
	<ul style="list-style-type: none"> 의자 청소 전에 전원 플러그를 빼십시오. 의자 사용 후에 전원 플러그를 빼십시오. 	단락 및 화재 방지
⚡	<ul style="list-style-type: none"> 전원에 손상이 있을 때에는 전원 플러그를 빼십시오. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 플러그 와이어를 잡지 말고 플러그를 잡은 후에 전원 플러그를 빼십시오. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 마사지 후에 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼십시오. 	
⚡	<ul style="list-style-type: none"> 전기가 나가면 즉시 전원 플러그를 빼십시오. 	전원이 다시 들어왔을 때에 손상 또는 사고 방지
	작동 환경 <ul style="list-style-type: none"> 주변 기온 : 5°C~40°C 상대 습도 : ≤85% 대기압 : 70kPa~106kPa 	
주의 <ul style="list-style-type: none"> 의자에 습기가 있을 때에는 사용하지 마십시오. 환자, 유아, 어린이의 사용을 금합니다. 열에 민감하지 않은 분은 의자가 뜨거운 경우에 사용에 유의하시기 바랍니다. 		
접지 지침 <ul style="list-style-type: none"> ※ 의자에는 접지 도체를 갖고 있는 코드가 장착되어 있습니다. 플러그는 적절하게 설치된 소켓에 연결되어야 합니다. 		
퓨즈 교체 <ul style="list-style-type: none"> ※ 퓨즈가 탔을 때에는 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼십시오. 스위치 박스에 있는 퓨즈 뚜껑을 열고 기존과 동일한 퓨즈로 교체하십시오. 		
 <p>이 곳에서는 접지 와이어를 사용하지 마십시오.</p>	가스관 : 폭발이나 화재 가능성. 전화선과 피뢰침 : 천둥 칠 때에 전기 충격과 화재 가능성 수도관 : 플라스틱 재질일 때에는 접지 와이어가 소용없음	



외부구조

내부구조



주변

⚠ 경고



누수나 전기 충격을 방지하기 위해 수영장, 목욕탕처럼 습한 곳에서 의자를 사용하지 마십시오.



뒷개의 품질 저하 방지를 위해 햇빛, 난로 근처, 기타 가열 지역에서 사용을 금합니다.



의자 떨어짐, 소음, 기타 예상하지 못한 문제 방지를 위해 평평한 곳에서 의자를 사용하십시오.

• 사전 장소 점검

등 부위와 다리 부위를 펼 때에는 사람, 애완동물, 기타 사물이 주변에 있는지 여부를 확인하십시오.



• 전원 케이블과 플러그 점검

- (1) 시간에 맞춰 플러그 먼지를 청소하십시오. (마른 천 사용)
- (2) 전원 케이블의 무손상, 개조, 구부러짐, 늘어짐, 묶임 또는 무거운 물체에 의한 눌림 (특히 의자에 의한 눌림 유의)



주변 점검

• 의자 사용에 필요한 공간 크기

· 벽에서 최소 50mm




· 의자 앞쪽 최소 30cm

• 주변 점검

· 등받이 또는 다리걸이를 젖히거나 펼 때는 아래 사항에 유의하십시오.

- (1) 사방으로 사람이거나 사물이 있는지 확인
- (2) 여유 공간 확인




의자 이동 방법

⚠ 경고

✦ 사고나 손상을 방지하기 위해 의자 작동 중에는 옮기지 마십시오.


• 옮기는 방법

- ※ 옮기는 경우에는 케이블을 묶어서 좌석 위에 두어 손상을 방지하십시오.
- ※ 의자에 탈색 앉으면 의자 내부에 손상이 발생할 수 있습니다.
- ※ 마루가 나무 소재이거나 기타 손상이 쉬운 소재인 경우에 바퀴를 사용하지 마십시오. 2명 이상이 의자를 들기 바랍니다.
- ※ 반드시 전원을 끄고 플러그가 바닥에 닿지 않도록 하십시오. (마루 손상을 피하기 위해 의자를 세워두는 것이 좋습니다)



보통의 경우

· 다리걸이를 들어올려서 중력이 바퀴에 걸리게 한 후에 원하는 위치로 밀어서 설치합니다.




인조 가죽에 흠이 생기는 것을 방지하기 위해 발판 위치를 그림에 나온 것처럼 유지해서 옮기십시오.

사용 전 조정

• 권장 사항

· 의자는 무거워서 한 곳에 오랫동안 두면 바닥 손상이 발생할 수 있습니다. 담요나 기타 폭신한 것을 깔아서 바닥을 보호하십시오.



수동제어



전원 온/오프

On/Off

Quick relaxation

Emergency off

비상 꺼짐

신속한 이완

Menu

Auto

자동

메뉴

음악 듣기/멈춤 확인버튼



위로 볼륨 키우기

왼쪽 이전 음악

오른쪽 다음 음악

아래로 볼륨 줄이기

등받이 올리기와 다리걸이 내리기



등받이 내리기와 다리걸이 올리기



물구나무서기 재설정 버튼



Heat


물구나무 서기

발열

	전원 온 상태로 들어가려면 온/오프 키를 누르십시오. 자동 또는 수동 프로그램을 선택하려면 메뉴 또는 다른 키를 누르십시오. 마사지 의자와 관련된 프로그램이 시작됩니다. 온/오프 키를 누르고 등받이를 똑바로 세우십시오. 리모컨은 3~5초 지나서 꺼집니다.
	온 상태에서 이것을 누르면 신속 이완 자동 프로그램에 들어갑니다. "신속 이완 1.7m", "신속 이완 1.7m-1.8m", "신속 이완 1.8m" 및 "정지" 모드 등의 자동 선택 프로그램이 있습니다. 화면 상단에 표시가 있으며 기본 시간은 12분입니다.
	온 상태에서 이것을 누르면 작동 중인 모든 기능이 즉시 정지되고 모든 버튼의 작동이 멈추며, 온/오프 버튼을 눌러서 리모컨 을 켜면 계속 사용할 수 있습니다.
	주 인터페이스에서 이 버튼을 누르면 메뉴 인터페이스로 연결이 되고 의자의 다른 기능을 설정할 수 있습니다. 주 인터페이스로 돌아가려면 메뉴 인터페이스에서 이 버튼을 누르십시오.
	작동 상태에서 이 키를 한 번 누르면 한 종류의 자동 프로그램이 변경됩니다. "1.7m", "1.7m-1.8m", "1.8m" 및 "정지" 모드의 자동 선택 프로그램이 있습니다. 화면 상단에 표시가 있으며 기본 시간은 25분입니다.
	위, 아래, 좌측, 우측의 4개 방향이 있습니다. 이 키는 메뉴 인터페이스에서 탐색 키로 쓰이며 위 또는 아래를 누르면 빠르게 메뉴를 탐색해볼 수 있고 왼쪽과 오른쪽 키를 누르면 이전이나 다음 메뉴로 가게 됩니다. 음악 재생 상태에서 왼쪽과 오른쪽 키는 이전과 다음의 노래로 가게 되고 위와 아래 키로는 소리를 조절할 수 있습니다.
	메뉴 모드의 온 상태에서 이 버튼을 누르면 메뉴 항목 선택 또는 다음 메뉴에서의 팝업을 확인하게 됩니다. 주 인터페이스 상태에서 이 버튼을 누르면 음악 기능으로의 전환이 온 또는 오프 하게 됩니다.
	이 버튼을 지속적으로 누르면 등받이가 올라가고 다리걸이는 내려가며 버튼을 누르지 않으면 이들의 움직임이 정지됩니다. 앉음 위치를 조절할 때에 앉음 위치가 리모컨 화면에 나타나며, 이 위치를 조절할 때에는 진동과 공기압이 정지하게 됩니다.
	이 버튼을 지속적으로 누르면 등받이가 내려가고 다리걸이는 올라가며 버튼을 누르지 않으면 이들의 움직임이 정지됩니다. 앉음 위치를 조절할 때에 앉음 위치가 리모컨 화면에 나타나며, 이 위치를 조절할 때에는 진동과 공기압이 정지하게 됩니다.
	물구나무서기 상태에서 이 버튼을 지속적으로 누르면 등받이가 올라가고 다리걸이는 내려가며 버튼을 누르지 않으면 이들의 움직임이 정지됩니다. 물구나무서기를 조절할 때에 조정되는 앉음 위치가 나타나며, 수동 모드에서 물구나무서기 상태를 조정하면 좌석 진동, 발 진동, 공기압 등 진행중인 모든 작동이 정지하게 됩니다.
	누운 상태에서 이 버튼을 지속적으로 누르면 등받이가 내려가고 다리걸이는 올라가며 버튼을 누르지 않으면 이들의 움직임이 정지됩니다. 누운 상태를 조절할 때에 조정되는 앉음 위치가 나타나며, 수동 모드에서 물구나무서기 상태를 조정하면 좌석 진동, 발 진동, 공기압 등 진행중인 모든 작동이 정지하게 됩니다. 물구나무서기 상태에서는 등 진동 기능만 사용 가능합니다.
	온 상태에서는 발열 기능이 기본으로 작동되며 이 버튼을 누르면 발열 기능이 꺼지고 다시 누르면 발열이 작동됩니다. 이 사이클이 상호 전환될 수 있습니다.



LCD 디스플레이 그래픽 설명

주 인터페이스



“온/오프” 버튼을 누른 후 전원이 들어오면 리모컨에서 짧게 삐~소리가 납니다. LCD 화면이 시작 화면으로 변하고 2~3초 지나면 주 인터페이스가 나타나며 대기 모드에 들어갑니다. 주 인터페이스에서는 공기 작동 위치, 시간, 현재 마사지 상태 등이 나타나며 의자가 완전히 켜지자마자 즉시 모든 정보가 업데이트 됩니다.

타이머	앉았을 때의 공기 위치
좌석 흔들림 표시 발 진동 표시 등받이 흔들림 표시	누웠을 때의 공기 위치
허리/등의 가열 표시	좌석 흔들림 속도 표시(레벨 1, 2) 발 진동 속도 표시(레벨 1, 2) 등받이 흔들림 속도 표시(레벨 1, 2) 공기 강도 표시(레벨 1,2,3)
발바닥 가열 표시	



● **자동 모드:** 주 인터페이스에서 메뉴 버튼을 누르면 자동 모드로 들어갑니다. 자동 모드에는 1.7M, 1.7M-1.8M, 1.8m의 세 개 프로그램이 있습니다.

● **에어백:** 세 가지의 공기 압력 기능이 있습니다

- 1) 위치: 온몸 - 높음, 온몸 ---, 온몸 --낮음, 허리 - 높음, 허리 - 중간, 허리 - 낮음.
- 2) 공기 강도 레벨 1,2,3
- 3) 발 공기: 온/오프

LCD 디스플레이 그래픽 설명




● **좌석 흔들림:** 이 버튼을 누르고 좌석 흔들림 1,2레벨이나 오프를 선택하십시오

● **발 진동:** 이 버튼을 누르고 좌석 흔들림 1,2 레벨이나 오프를 선택하십시오.

● **등받이 흔들림:** 이 버튼을 누르고 -1,2 레벨이나 오프를 선택하십시오.

● **발열:** 자동 설정 동안에 가열의 기본 설정 값은 온이며 끄려면 정지를 누르세요.



● **타이머:** 메뉴를 누른 후에 “타이머” 키를 눌러서 10분, 20분, 30분의 작동 시간을 선택합니다. 기본 시간은 25분이며 그 후에는 자동적으로 꺼집니다

● **정지:** 메뉴를 누른 후에 탐색 키를 사용하는 “정지”를 선택해서 작동을 정지시키고 주 인터페이스로 돌아옵니다.

온/오프




1단계. 전원 입력

- 전원 코드 한쪽 끝의 플러그를 "a" 구멍에 끼우십시오.
- 반드시 리모컨 코드를 "b" 구멍에 끼우십시오.
- U-디스크를 USB 구멍에 끼운 후 음악을 즐길 수 있습니다.
- 전원 플러그를 소켓에 끼우십시오.
- 전원 박스에 있는 전원 스위치를 켜면 의자에 전기가 들어옵니다.
- 리모컨의 "온/오프"를 누르면 "D" 삐~소리가 나옵니다. 그 동안에 디스플레이 인터페이스로 들어갑니다.

2단계. 기능

- 제어기 사용 지침에 따라서 사용하십시오. 리모컨 사용법에 대한 지침을 참고하십시오.
- 사용이 끝나면 의자는 원래 위치로 돌아가고 리모컨에는 지금 의자가 꺼지고 있다는 내용이 뜨며 3~5분 후에 자동적으로 꺼집니다.



3단계. 전원 끄기

- 의자가 켜져 있을 때에 온/오프 버튼을 누르면 기계가 꺼지며 자동적으로 원래대로 복원됩니다.
- 롤러가 보관 위치에 있게 되면 의자 뒤쪽의 하단에 있는 전원 스위치를 끄십시오.
- 소켓에서 전원 플러그를 빼십시오.



경고

- 사용 전에 베개, 등 쿠션 등을 위로 당기고 PU 소재 파손 여부를 파악하여 파손되었으면 사용을 중지하고 의자 플러그를 빼어 수리를 요청하십시오.
- 적절한 소켓에만 플러그를 끼우십시오.



주의

- 앉기 전에 팔걸이, 다리걸이, 등받이와 의자 좌석 사이에 물건이 끼지 않았는지 확인하십시오.
- 사용 전에 반드시 의자가 복원 위치에 있는지 확인하십시오.
- 의자 사용 중에 의자 위에 서지 마십시오.

기능 예시

• 다리걸이 올리기와 등받이 내리기

리모컨에서 이 버튼을 누르면 등받이는 내려가고 다리걸이는 올라가며 버튼을 누르지 않으면 이들의 움직임이 정지된 후에 이 상태에서 잠금 각이 유지됩니다.



• 등받이 올리기와 다리걸이 내리기

제어기의 해당 버튼을 누르면 등받이가 올라가고 다리걸이는 내려가며 버튼을 누르지 않으면 이들의 움직임이 정지되고 이 상태에서 잠금 각이 유지됩니다.



• 물구나무서기 재설정법

물구나무서기 상태에서 리모컨의 해당 버튼을 누르면 등받이가 올라가고 다리걸이는 내려가며 버튼을 누르지 않으면 이들의 움직임이 정지됩니다. 수동 모드의 물구나무서기 조정 상태에서는 앉는 곳이 체처럼 되어 있는 좌석, 미세하게 흔들리는 다리걸이, 공기압이 정지됩니다.



• 물구나무서기

반듯하게 누운 상태에서 리모컨의 해당 버튼을 누르면 등받이가 내려가고 다리걸이는 올라가며 의자는 물구나무서기 상태가 되고, 버튼을 누르지 않으면 이들의 움직임이 정지됩니다. 수동 모드의 물구나무서기 조정 상태에서는 앉는 곳이 체처럼 되어 있는 좌석, 미세하게 흔들리는 다리걸이, 공기압이 정지됩니다.



- 예기치 않은 부상이나 재산 손실을 방지하기 위해 등받이의 이동 범위 안에 사람, 애완동물, 물건이 없도록 반드시 확인하십시오.
- 등받이를 조정할 때에 등받이와 팔걸이 사이에 있는 틈을 조심하십시오.
- 다리걸이가 움직일 때에 좌석에 서거나 이동을 금하며 의자의 손상을 막기 위해 움직이는 다리걸이를 세우지 마십시오.
- 자세한 사항은 제어 지침을 참고하십시오.

의자 복구

1 팔걸이, 다리걸이의 이동 범위 안에 사람, 애완동물, 물건이 있는지를 반드시 확인하십시오.



2 리모컨을 이용해서 등받이와 다리걸이를 정상 위치로 복원하십시오. (또는 온/오프 키를 눌러도 됩니다)




3 복원 후에 리모컨을 오른쪽 팔걸이에 있는 주머니에 넣으십시오.




4 베개 패드를 오른쪽에 놓으십시오.

5 전원을 끄십시오.



6 플러그를 소켓에서 빼십시오(주의: 플러그를 올바르게 잡으십시오)



7 필요한 경우 의자를 세정하십시오.

주의


사용 후에 "온/오프"를 눌러서 모든 기능을 끄내고 의자의 원래 위치 복원을 기다리십시오.

어린이 또는 애완동물에게 예기치 않은 부상이 발생하는 것을 방지하기 위해 반드시 전기를 차단하십시오.


사용 후에 전원을 끄고 플러그를 빼십시오. 손상 발생을 막기 위하여 수분, 먼지, 절연 노후화를 방지하십시오.

합성 피혁

• 일반 세정
작고 부드러운 마른 천으로 가볍게 닦으십시오.



• 피혁이 더러우면
1 3-5% 중성 세제 용액에 부드러운 천을 담가서 짠 후에 표면의 때를 부드럽게 닦으십시오.
2 천을 씻어서 짠 후에 세제로 닦으십시오.



3 마른 천으로 부드럽게 닦으십시오.
4 말리십시오(공기 송풍기는 금합니다).

플라스틱 부품

1 천을 중성 세제에 담갔다가 짠 후에 닦으십시오.
2 물에 담갔다가 짠 천으로 닦으십시오.
3 말리십시오.



리모컨 세정

1 부드러운 천을 짠 후에 닦으십시오.
2 말리십시오.
분사제, 희석제 또는 알코올은 금합니다.



천 소재

1 천을 약한 중성세제에 담갔다가 짠 후에 소재 표면을 닦으십시오 (희석제, 가스, 알코올은 금합니다).



2 더러운 부분을 약한 중성 세제로 솔질하십시오(과도한 솔질 방지) 과도한 세정은 천 소재에 손상을 줄 수 있습니다.



3 물에 담갔다가 짠 천으로 닦으십시오.
4 말리십시오.




세정에 대하여

1 세정 전에 전기 플러그를 빼십시오. 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
2 소켓에 플러그를 끼울 때는 반드시 마른 손으로 하십시오.
3 언급된 지침을 따르지 않으면 사용자는 전기 충격이나 화상을 입을 수 있습니다.

질의응답과 해결책

문제	발생 가능 이유	해결책
전원이 들어왔는데 의자가 작동을 안 합니다.	리모컨이 켜졌는지를 확인하십시오.	리모컨 스위치를 작동하십시오.
	기능이 선택되지 않았습니다.	기능을 선택하십시오.
	플러그와 소켓의 접촉이 불량합니다.	플러그와 소켓을 연결하십시오.
	와이어 또는 플러그가 손상되었습니다.	제조사 또는 점검 및 교체를 위해 공인 유지보수 기술자에게 문의하십시오.
	퓨즈가 탔습니다.	동일 사양의 퓨즈로 교체하십시오.
	내부 회로에 문제가 있습니다.	점검 및 수리를 위해 공인 유지보수 기술자에게 문의하십시오.
마사지 장치 작동 중에 삐~하는 소리가 납니다.	공기 펌프, 모터, 기계 부품의 소리입니다.	정상 음이니까 신경을 안 쓰셔도 됩니다.
작동 중에 갑자기 소리가 아주 커집니다.	오랫동안 사용해서 발생할 수 있습니다.	전원을 끄고 다음 작동때까지 1시간 30분 이상 마사지 장치를 멈춥니다.
	오랫동안 사용해서 내부 부품이 마모 되었으며 정상입니다.	점검 및 수리를 위해 공인 유지보수 기술자에게 문의하십시오.
작동 중에 마사지 기능이 갑자기 정지합니다.	갑자기 전원이 꺼집니다.	전원을 다시 연결합니다.
	설정 시간이 상습합니다.	전원을 끄고 다음 작동때까지 1시간 30분 이상 마사지 장치를 멈춥니다.
등받이와 다리걸이가 퍼지지 않습니다.	장애, 의자 과부하 등이 발생했는지 확인 하십시오. 안전을 위해서 때로는 제품이 저절로 작동을 멈춥니다.	장애를 제거하십시오; 전원을 끄고 다음 작동 때까지 1시간 30분 이상 마사지 장치를 멈춥니다.
의자가 원래 위치로 돌아오지 않습니다.	과도한 사용; 설정 시간 상승	점검 및 교체를 위해 공인 유지보수 기술자에게 문의하십시오.
전기 와이어와 플러그에서 열이 납니다.	과부하 상태의 작동일 수 있습니다.	전원을 끄고 다음 작동때까지 1시간 30분 이상 마사지 장치를 멈춥니다.
	다른 비정상 상황	사용을 중지하고 공인 유지보수 기술자에게 도움을 요청하십시오.

 위의 이유로 문제가 발생한 것이 아닌 경우에는, 스위치를 끄고 전원을 차단한 다음에 제조사나 서비스 담당사에 연락하여 수리를 요청하십시오.

기술 데이터

제품명	근육 이완 스트레칭 체어	전력	250W
모델	C-R018	순하중 / 총하중	본체 : 104/130 kg
입력 전압	□AC120V, 60Hz □AC220V, 50/60Hz □AC240V, 50Hz	포장크기	본체 : 1440×810×1340 mm (L×W×H)
안전디자인	1등급		